

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044  
Fax: +31-172-766105  
Email : info@prior-medical.com



### Gebruiksaanwijzing

#### SBP 2100 Babyschaal

##### Gebruik :

1. Zet de weegschaal aan met de "on/off" knop. De weegschaal stelt zich in, u ziet de volgende 3 schermjes. :




2 Als de  $\approx$  en  $\rightarrow 0 \leftarrow$  verschijnt, plaats de baby op de schaal. Het gewicht verschijnt automatisch. Het gewicht is stabiel als  $\approx$  icoontje verschijnt.

3. Als het apparaat met batterijen gebruikt wordt, schakelt deze bij niet gebruik na 20 seconden automatisch uit. Met "on/off" schakelaar kan men de schaal weer activeren.

##### Wegen met Tarra :

1. In de wegen modus, druk op tarra. << NET >> zal verschijnen zodra het tarra gewicht is geregistreerd.



2. Als :  verschijnt en <<NET>> niet meer knippert , kan de volgende weging uitgevoerd worden.

**Prior Medical Systems B.V.**  
**Korfbalstraat 10**  
**2492 VB Den Haag**

**Postbus 364**  
**2400 AJ Alphen aan den Rijn**

**Tel : +31-84-4300044**  
**Fax: +31-172-766105**  
**Email : info@prior-medical.com**



### **Weegwaarde HOLD :**

1. Druk op HOLD om het gewicht te fixeren.
2. HOLD blijft knipperen tot een stabiele waarde is geregistreerd.
3. gewicht is gefixeerd.
4. druk opnieuw op HOLD om een nieuwe weging te doen. Anders schakelt de weegschaal vanzelf uit..
5. Als het gewicht gefixeerd is, dan ziet men HOLD en  $\approx$  op het schermje.

### **Gebruik van meetlint.**

Als het meetlint uit de weegschaal wordt gedrukt, schakelt de weegschaal automatisch uit. Als de weegschaal op een adapter werkt, schakelt de schaal automatisch weer aan als het meetlint wordt terug geplaatst. Indien de weegschaal op batterijen werkt, dan dient de "on/off"schakelaar ingedrukt te worden om de weegschaal weer in werking te zetten.