



**Gebruikershandleiding voor de CAS CI-200 serie.**

## Gebruikershandleiding voor de CAS CI-200 serie.

### Functietoetsen:

**POWER**

**SET**

**CLEAR**

**0 – 9**

**0 (item)**

**1 (zero)**

**2 (G/N)**

**3 (tare)**

**4 (i\*sum)**

**5 (g\*sum)**

**6 (w\*cnt)**

**7 (print)**

**8 (hold)**

**9 (b\*chk)**

**4 (i\*sum) +7 (print)**

**5 (g\*sum)+7 (print)**

**Set + 3 (tare)**

**F1 / F2**

### Omschrijving:

- Aan / uit toets van de weegschaal
- Voor het opslaan van de huidige status en het verlaten van de SET mode
- Voor het corrigeren van een verkeerde ingegeven waarde
- Voor het invoeren van een decimaal punt (.) in de setup en weegmode
- De numerieke toetsen, te gebruiken o.a. bij de invoermode
- Gebruik het voor het registreren van een item nummer (0~19)
- Voor het nulstellen van de weegschaal
- Lang ingedrukt houden om in de test mode te komen
- Bruto en netto gewicht
- Lang ingedrukt houden om in de set-up mode te komen
- Gebruik het om te wegen met een tarra
- Sla het huidige gewicht met tarra op in het geheugen
- Voor het verwijderen van de tarra indien het plateau leeg is
- Voor het controleren van het subtotaal
- Voor het controleren van het totaal
- Voor het controleren van het aantal wegingen
- Om te printen indien er een printer is aangesloten
- Voor het eind of gemiddeld gewicht vast te houden
- Voor het controleren van de batterij capaciteit
- Voor het uitprinten van het subtotaal
- Voor het uitprinten van het totaal
- Voor het invoeren van een bekende tarra, met de numerieke toetsen
- Voorkeuze toetsen

### Werking weegschaal:

**Stap 1:**

Druk op de **POWER** toets.

**Stap 2:**

Laat de patiënt op de stoel zitten .

**Stap 3:**

Lees het gewicht af van het display.

**Stap 4:**

Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de **POWER** toets te drukken.

### Tarreren met de TARE toets:

**Stap 1:**

Plaats het voorwerp op het weegstoel.

**Stap 2:**

Het gewicht van het voorwerp wordt weergegeven in het display.

Druk eenmaal op de **3 (TARE)** toets.

Het gewicht van het voorwerp is nu getarreerd.

Het display van de weegschaal zal nu naar nul gaan.

**Stap 3:**

Laat de patiënt op de stoel zitten totdat het gewenste **netto gewicht** getoond wordt.

Indien u op de **2 (G/N)** toets (NET/GROSS toets) drukt dan krijgt u het bruto gewicht.

( bruto gewicht = Tarra + netto gewicht )

Door nogmaals op de **2 (G/N)** toets te drukken krijgt u weer het netto gewicht.

**Stap 4:**

Indien u de tarra wilt opheffen drukt u eenmalig op de **3 (TARE)** toets.

## HOLD Functie instellen

Om in de **set** mode te komen, het toestel aan zetten ,  
daarna de **G/N** toets ongeveer twee seconden in gedrukt houden.  
Vervolgens gaat men naar **F10** door 10 in te toetsen en op **set** te drukken.  
Men kan nu voor **F10** een waarde invoeren , toets 4 in en druk op **set**  
Zet het toestel uit en aan

### Invoeren van een item nummer (ID)

Stap 1: Druk op de **0 (item)** toets. In het display verschijnt ID = XX  
Stap 2: Voer een gewenst ID nummer in met de numerieke toetsen (tussen 0~19)  
Stap 3: Druk op de **SET** toets om dit op te slaan en het menu te verlaten

### Bekende tarra opslaan

Stap 1: Druk op de **SET + 3 (TARE)** toetsen. In het display verschijnt t = 0.000  
Stap 2: Voer een gewenst ID nummer in met de numerieke toetsen  
Stap 3: Druk op de **SET** toets om dit op te slaan en het menu te verlaten  
Om de Set mode te verlaten houdt u de **SET** toets ingedrukt.

### SET functies:

F01	Wijzigen van de datum
F02	Wijzigen van de tijd
F03 (00)	Auto Power off
F17 (00)	Instellen F1 toets
F18 (00)	Instellen F2 toets

### Check functies:

F51 (00)	Buzzer aan/uit
----------	----------------

Zie voor verdere SET functies de Engelstalige handleiding

### Auto Power off setting:

De weegschaal is voorzien van een batterij besparende functie.  
Indien deze functie is ingeschakeld zal de weegschaal zichzelf na 10 of 30 minuten uitschakelen,  
zodra de weegschaal gedurende deze periode niet wordt gebruikt.

### Activeren van deze functie:

**Stap 1:** Houd gedurende 3 seconde de **2 (G/N)** toets ingedrukt  
**Stap 2:** Ga naar functie F03  
**Stap 3:** Voer met de numerieke toetsen de gewenste tijd (10 of 30 voor het aantal minuten)  
**Stap 4:** Druk op de **SET** toets om dit op te slaan en het menu te verlaten

### Foutmeldingen:

<b>Err 01</b>	Platform is niet stabiel waardoor de weegschaal niet op nul komt Zet de weegschaal op een stabiele ondergrond en zet de weegschaal aan.
<b>Err 02</b>	Bel uw leverancier voor service
<b>Err 05</b>	Bel uw leverancier voor service

Kwaliteitswaarborg

**Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep**



**Prior Medical Systems B.V.**  
**Jan Evertsenstraat 4**  
**2224 SV Katwijk**



- Err 08** Bel uw leverancier voor service
- Err 09** Het gewicht wat op het plateau aanwezig is kan niet op nul gesteld worden.
- Err 10** Tarra gewicht is groter dan het maximale weegvermogen  
Zorg altijd dat de tarra kleiner is dan het maximale weegvermogen.
- Err 12** Bel uw leverancier voor service
- Err 13** Er staat meer gewicht op het plateau dan 10% van het max. weegvermogen tijdens het opstarten. Maak het plateau leeg.
- Err 15** Bel uw leverancier voor service
- OVER** Weegschaal is belast met meer dan het toegestane maximale weegvermogen  
Verwijder het gewicht van de weegschaal en pas dit aan.

**Indien u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier.**