

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Korte gebruikershandleiding voor de CI-200 serie plus MR 1500.

Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep

Kwaliteitswaarborg



Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Weegschaal MR 1500 :

Rijden met de schaal :

U duwt de schaal aan de kant waar het handvat zit. De schaal rijdt altijd recht uit. Indien u een bocht wilt maken dan duwt u ligt op het handvat en duwt de weegschaal naar links of rechts.

Zodra u de bestemming heeft bereikt, dan ontgrendelt u door de zwarte knop uit te trekken en naar rechts te draaien.



U klapt de schaal rustig uit door middel van het handvat tot de weegschaal de vloer raakt.

Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep

Kwaliteitswaarborg



Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Vervolgens ontgrendelt u de op/afrit door de zwarte knop uit te trekken en naar rechts te draaien. En klapt de op/afrit rustig naar beneden tot de vloer geraakt wordt.

Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep

Kwaliteitswaarborg



Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



U kunt nu de weegschaal aan zetten door de indicator aan te zetten.



Nadat u klaar bent werkt u in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de op/afrit en de weegschaal vergrendeld zijn voordat u de weegschaal gaat verplaatsen ! Indien de weegschaal opgeklappt is, adviseren wij u de weegschaal op de rem te zetten.

Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep

Kwaliteitswaarborg



Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Gebruikershandleiding voor de CAS CI-200 serie.

Werking weegschaal:

- Stap 1:** Druk op de **POWER** toets.
Stap 2: Laat de patiënt op de weegschaal plaatsnemen.
Stap 3: Lees het gewicht af van het display.
Stap 4: Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de **POWER** toets te drukken.

Tarreren met de TARE toets:

- Stap 1:** Plaats het voorwerp op het weegstoel.
Het gewicht van het voorwerp wordt weergegeven in het display.
Stap 2: Druk eenmaal op de **3 (TARE)** toets.
Het gewicht van het voorwerp is nu getarreerd.
Het display van de weegschaal zal nu naar nul gaan.
Stap 3: Laat de patiënt op de stoel zitten totdat het gewenste **netto gewicht** getoond wordt.
Stap 4: Indien u de tarra wilt opheffen drukt u eenmalig op de **3 (TARE)** toets.

Foutmeldingen:

- Err 01** Platform is niet stabiel waardoor de weegschaal niet op nul komt
Zet de weegschaal op een stabiele ondergrond en zet de weegschaal aan.
Err 02 Bel uw leverancier voor service
Err 05 Bel uw leverancier voor service
Err 08 Bel uw leverancier voor service
Err 09 Het gewicht wat op het plateau aanwezig is kan niet op nul gesteld worden.
Err 10 Tarra gewicht is groter dan het maximale weegvermogen
Zorg altijd dat de tarra kleiner is dan het maximale weegvermogen.
Err 12 Bel uw leverancier voor service
Err 13 Er staat meer gewicht op het plateau dan 10% van het max. weegvermogen tijdens het opstarten. Maak het plateau leeg.
Err 15 Bel uw leverancier voor service
OVER Weegschaal is belast met meer dan het toegestane maximale weegvermogen
Verwijder het gewicht van de weegschaal en pas dit aan.

Indien u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier.