

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Prior OP 1010** IP 68, die Multifunktionswaage zum schnellen Wiegen von Windeln, Flüssigkeiten, Körpersubstanzen, Organen.

- Kapazität 3/6 oder 6 /15kg
- Ziffernschritt 1gr < 3 kg > 2 , von 2 gr < 6 > 5 gr
- Plateaubmessungen 220 x 150 mm, Produkt 237 (B) x 192 (T) x 117 mm (H)
- Schnelle Reaktion, sehr genau
- Sparsam, 220 Stunden Batterielebensdauer
- Klasse III kalibriert
- Automatische Abschaltung
- Quelle: Batterien oder Adapter

Für Informationen: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)