

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Model PMS 3830** , Elektronische Rollstuhlwaage , mit Rädern für einfach transportieren.

- Höchstlast max. **300 kg**
- Ziffernschritt **100 gram**
- Funktionen : auto Null, tara, auto hold, BMI
- Handgriff
- 2 Rädern auf einer Seite
- Plattform Maßen 900 (l) x 754 (b) mm
- Stromversorgung : Batterie
- Klasse III geeicht, **MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/EG**

Für weitere Informationen email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)