

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



### **Prior PMS 4400**, Babywaage für Handwiegen

- Höchstlast Max. **10 kg**
- Ziffernschritt **10 gram**
- Funktionen : on/off, tara (100% ) und hold
- Automatische Abstimmung
- LCD Display (20 mm)
- Batteriebetrieb ( 6 Batterien 1,5 V)
- Maße 79x150x193 mm
- Klasse III geeicht, MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/EG

Für weitere Informationen : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)