

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



Prior Medical Systems



**Prior Model PMS 5900**, Baby- /Kleinkinderwaage für schnell und sicher wiegen

- Höchstlast Max. **15 kg**
- Ziffernschritt **2 gram** (0 ~6 kg) und **10 gram** (6 ~ 15 kg)
- Funktionen : on/off, tara (100% ) und hold
- Automatische Abstimmung
- LCD Display (20 mm)
- Netz und Batteriebetrieb ( 6 Batterien 1,5 V)
- Abmessung 660 x 334 x 125 mm
- 4 Stellfüsse
- Klasse III geeicht, MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/EG

Für weitere Informationen : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)