

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior PMS 6110, Elektronische PersonenWaage

- Höchstlast Max. **200 kg**
- Ziffernschritt **200 gram**
- **Gewicht : 2,7 kg**
- Funktionen : on/off, Fußbedienung
- Automatische Abstellung
- Großes LCD Display (25 mm)
- Netz and Batteriebetrieb
- Maße 350 x 345 mm
- 4 Stellfüsse
- Klasse III geeicht, MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/E

Für weitere Informationen : info@prior-medical.com