

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



### **Prior PMS 5410**, wirtschaftliche, grundlegende StuhlWaage

- Höchstlast max. **300 kg**
- Ziffernschritt **100 gram**
- Klappbare Armstütze
- 2 Klappbare Fußstütze
- 4 Lenkrollen, mit Bremse
- Display mit Batterien. ( 50 Stunden wiegen)
- Funktionen : auto Nul, tara, auto hold etc.
- Klasse III geeicht , **MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/EG**

Für weitere Informationen : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)