

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



PR 210 D, digitaler Höhenmessstab zur Wandmontage

- Messbereich: 110 cm - 200 cm
- Ziffernschritt : 1 mm
- Stromversorgung: Batterie 1 x 9V
- Großes LCD

Für Informationen: info@prior-medical.com