


Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior P BW 0520, Elektronische PersonenWaage

- Höchstlast Max. **200 kg**
- Ziffernschritt **100 gram**
- Funktionen : on/off
- Automatische Abstellung
- Großes LCD Display (29 mm)
- Display trennbar
- Netz and Batteriebetrieb
- Maße 340x 330 x 66 mm
- 4 Stellfüsse
- Klasse III geeicht, MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/EG

Für weitere Informationen : info@prior-medical.com