

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Modell Prior 2000 BW 1430, Multifunktionale elektronische Waage mit Handlauf für instabile oder fettleibige Patienten. Mit mechanischem Längenmesser

- Höchstlast 300 kg
- Ziffernschritt 100 Gramm
- Funktionen; Ein / Aus, Auto aus, Halten, Tarra und BMI
- Maßen : 600 mm (l) x 600 (b) mm
- Gewicht: 19 kg
- Automatische abstellung
- Inklusive Adapter und Batterien
- Durch 2 Räder an der Seite beweglich
- Mit Handlauf und mechanischem Längenmesser 110-200 cm / 0,1 cm
- Kalibriert, Klasse III, MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/EG

Für weitere Informationen : info@prior-medical.com