

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Prior Model 3600 L**, Personenwaage, Elektronische Säulenwaage, mit automatische BMI Berechnung

- Höchstlast Max. **250 kg**
- Ziffernschritt **100 gram**
- Funktionen : on/off, Tara, Hold, BMI (automatisch)
- Automatische Abstellung
- Großes LCD Display (29 mm)
- Netz and Batteriebetrieb
- Abmessung 320 x 375 mm
- 4 Stellfüsse
- 2 Räder , einfach zu transportieren
- Klasse III geeicht, MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/EG

Für weitere Informationen : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)