

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior 4000 W , Elektronische Säulenwaage

Datenübertragung über WiFi

- Höchstlast Max. **250 kg**
- Ziffernschritt **100 Gram**
- Funktionen : on/off
- Automatische Abstimmung
- Großes LCD Display (29 mm)
- Netz and Batteriebetrieb
- Maße 320x 320
- 4 Stellfüsse
- **Klasse III geeicht**

Für weitere Informationen : info@prior-medical.com