

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



## **Prior Modell 6600 class III, Personenwaage zum Wiegen des Patienten im Bett**

- Höchstlast : Max. 300 kg
- Zifferschritt : 200 Gramm
- Abmessungen 1230 (b) x 400 (d) x 90 (h) mm
- Leicht entfernbare Verbindungskabel
- Funktionen: Hold und Auto Off, BMI, Tara, 10 Tara-Positionen speichern
- Teile einfach zu verbinden
- Inklusive Tragetasche
- Klasse III geeicht, **MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/EG**

Für Informationen: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)

