Prior Medical Systems B.V. Korfbalstraat 10 2492 VB Den Haag

Postbus 364 2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel: +31-85-0250086

Email: info@prior-medical.com











Model Prior 7000, Elektronische Rollstuhlwaage, mit Rädern für einfach transportieren. Geeignet für elektrische Rollstuhlen.

- Höchstlast max. 400 kg
- Ziffernschritt 200 gram
- Funktionen : auto Null, tara, auto hold, BMI
- Handgriffen auf 3 Seiten
- 2 Rädern auf einer Seite
- Klasse III geeicht, MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/EG
- Plattform Maßen 1000 (I) x 1000(b) mm
- Stromversorgung : Batterie

Für weitere Informationen email: info@prior-medical.com