

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Prior BW 6190** Rollstuhl-/Bettenwaage der Klasse III zum Wiegen nicht mobile Patienten.

- Kapazität bis 360 kg
- Gewichtseinteilung pro 100 Gramm
- Eingang und Ausgang
- Abmessungen des Wägebereichs 1000 (B) x 1900 (L) mm
- Gesamtein- und Ausgangsabmessungen: 1270 (B) x 2380 (L) x 112 (H) mm
- Eigengewicht ca. 111,2 kg
- Kalibriert, Klasse III, MDD 93/42/EWG Änderung 2007/47/EG

Bei Fragen zu dieser Waage Prior BW 6190 stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung  
Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)