

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Prior PW 1536**, Kunststoffen Rollwagen für Babywaagen. Arbeitsplatte mit hochstehendem Rand. Schubladen können durch Teleskopführungen um 110% herausgezogen werden. Geräuschlose Räder.

- Maximale Tragfähigkeit: 55 kg
- 4 Räder Ø 100 mm, wovon 2 gebremst
- Griff an 2 Seiten
- Plastik Rahmen
- Farboptionen für Schubladen: blau, andere Farben auf Anfrage
- Schubladen: 2, Schubladenlast 15 kg max
- Abmessungen: Extern 970 x 430 x 840 MM (l x b x h)  
Arbeitsblatt 660 x 410 MM  
Schubladen 560 x 360 x 120 MM

Für Informationen: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)