

Prior Medical Systems B.V.

Ondernemingsweg 66M
2404 HN Alphen aan den Rijn

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior PW 1773, Rollwagen für Babywaagen. Arbeitsblatt mit hochstehendem Rand. Schubladen können durch Teleskopführungen um 110% herausgezogen werden. Geräuschlose Räder.

- Maximale Tragfähigkeit: 75 kg
- 4 gebremste Räder Ø 100 mm
- Griff 1 Seite drücken
- Edelstahlrahmen
- Farboptionen für Schubladen: grün, blau oder rot
- Schubladen: 3, Schubladenlast 25 kg max
- Abmessungen: Extern 730 x 420 x 1030 mm
 - Arbeitsblatt 680 x 420 mm
 - Schublade klein 560 x 360 x 120 mm
 - Schublade groß 560 x 360 x 240 mm

Für Informationen: info@prior-medical.com