

Prior Medical Systems B.V.

Ondernemingsweg 66M  
2404 HN Alphen aan den Rijn

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Prior PW 1792**, Rollwagen für Babywaagen. Arbeitsplatte mit hochstehendem Rand. Schubladen können durch Teleskopführungen um 110% herausgezogen werden. Geräuschlose Räder.

- Maximale Tragfähigkeit: 75 kg
- 4 gebremste Räder Ø 100 mm
- Griff 1 Seite drücken
- Edelstahlrahmen
- Farboptionen für Schubladen: grün, blau, rot oder gelb
- Schubladen: 2, Schubladenlast 25 kg max
- Abmessungen: Extern 730 x 420 x 1030 mm  
Arbeitsblatt 680 x 420 mm  
Schubladen 560 x 360 x 120 mm

Für Informationen: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)