

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Thermometer TD 1241 B, Infrarot, schnelle Reaktionszeit, Stirnmessung

Messabstand	: 3 - 7 cm
Bereich	: 22 ° C - 44 ° C
Messmethode	: Stirn, Infrarotfokus
Genauigkeit	: 36 ° C - 39 ° C + 0,2 ° C. (<36 ° C> 39 ° C + 0,3 ° C)
Ziffernschritt	: 0,1 ° C
Kommunikation von Daten	: Bluetooth
Stromquelle	: 2 x AA-Batterien
Abmessungen	: 150 mm (l) x 48,5 mm (b) x 55 mm (d)
Gewicht	: 125 gr (inkl. Batterien)

Konformität: 93/42 / EWG, EN 60101, EN 61326, EN 62304
Klinisch getestet, Ergebnisse auf Anfrage.

Für weitere Informationen zu diesem Thermometer senden Sie bitte eine E-Mail an:
info@prior-medical.com