Prior Medical Systems B.V. Korfbalstraat 10 2492 VB Den Haag

Postbus 364 2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel: +31-85-0250086

Email: info@prior-medical.com

















Infrarot-Ohrthermometer TD 1261, schnelle Reaktionszeit (2 Sekunden), für Anschluss an den TD 2300-Monitor

Temperaturbereich : 32 ° C - 43 ° C

Methode : Ohr Genauigkeit : $+ 0.2 \degree C$

Kommunikation : IrDA-Kommunikation mit 2300

Erkennung der Sondenabdeckung : Funktioniert nur mit der Abdeckung

Stromquelle : 2 x AAA-Batterien

Abmessungen : 160,5 (b) x 45,9 (b) x 32,5 mm (d)

Gewicht : 98, 33 gr

Für weitere Informationen zu diesem Thermometer senden Sie bitte eine E-

Mail an: info@prior-medical.com