

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : info@prior-medical.com



# Prior Medical Systems



## TD 4216 B Multimonitor Automatische Streifenerkennung, persönliche Blutzuckereinstellung, dreifarbige Anzeige

Kommunikation	: Strippport oder Bluetooth
Keton-Warnung	: ja
Speicher	: 1000 positionen
Täglicher Durchschnitt	: 7, 14, 28, 60, 90 Tage vor Blutzucker
Alarm	: 4 x Täglich
Funktionen	: Ablaufwarnung, Streifen auswerfen
Anzeige	: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Maße	: 102,5 (L) x 56,9 (B) x 21,8 (H) mm
Umweltfaktoren	: Gerät 8 °C - 45 °C, RLF 10-90 %
Batteriebetrieb	: 2 x AAA
Gewicht	: 57 gramm
Auto off	: nach 15 Sekunden

Bei Fragen zu diesem Multi Monitor bitten wir Sie uns zu kontaktieren,  
Telefonnummer

+31 (0) 85-0250086 oder senden Sie Ihre Frage per E-Mail an:  
info@prior-medical.com

Für Belgien: Telefonnummer +32 (0) 475-754257 oder E-Mail:  
info@prior-medical.com

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : info@prior-medical.com



# Prior Medical Systems



XPER-Technologie: Vergoldungs- und Lasergravurtechniken sorgen dafür, dass die Streifen ein stabiles, genaues Ergebnis innerhalb ihres Bereichs liefern. Die 2+2 Bio-Technologie bietet auch einen verbesserten Bereich von Hämatokrit (HCT)-Werten.



Blutsucker



Enzyme Type	: GDH-FAD
Probengröße	: 0,5 µL
Reaktionszeit	: 5 Sekunden
Messbereich	: 10~800 mg/dL (0.56~44.4 mmol/L)
Hämatokritbereich	: 0-70 %
Präzision	: SD < 5 mg/dL (0.278 mmol/L) tot < 100 mg/dL (5.55 mmol/L); CV < 5% at 100 mg/dL (5.55 mmol/L)
Richtigkeit	: ±15 mg/dL if < 100 mg/dl ; ±15% if ≥ 100 mg/dL
Verpackung	: Fläschchenverpackung / Einzelfolienverpackung



Ketone



Enzyme Type	: HBD
Probengröße	: 0,8 µL
Reaktionszeit	: 10 Sekunden
Messbereich	: 0,1~8 mmol/L)
Hämatokritbereich	: 10-70 %
Präzision	: ≤ 1 mmol/L, SD < 0.1 mM; > 1 mmol/L, CV < 7.5%
Verpackung	: Fläschchenverpackung / Einzelfolienverpackung

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : info@prior-medical.com



# Prior Medical Systems



Gesamtcholesterin



Probengröße : 3  $\mu$ L  
Reaktionszeit : 60 Sekunden  
Messbereich : 100 ~ 400 mg/dL  
Hämatokritbereich : 20-60 %  
Präzision : CV < 7.5%  
Verpackung : Fläschchenverpackung / Einzelfolienverpackung



Triglyceride



Probengröße : 3  $\mu$ L  
Reaktionszeit : 60 Sekunden  
Messbereich : 70~ 600 mg/dL  
Hämatokritbereich : 20-55 %  
Präzision : 70-125 mg/dL, SD<10 mg/dL ; 126-600 mg/dL, CV<7.5%  
Verpackung : Fläschchenverpackung / Einzelfolienverpackung



Harnsäure



Probengröße : 0,5  $\mu$ L  
Reaktionszeit : 15 Sekunden  
Messbereich : 3-20 mg/dL  
Hämatokritbereich : 20-60 %  
Präzision :  $\leq 5$  mg/dL, SD<0.5 mg/dL; >5 mg/dL, CV<7.5% ( $\leq 297$   $\mu$ M, SD<30  $\mu$ M; >297  $\mu$ M, CV<7.5%)( $\leq 0.29$  mM, SD<0.03 mM; >0.29 mM, CV<7.5%)  
Verpackung : Fläschchenverpackung / Einzelfolienverpackung



Laktat



Probengröße : 0,8  $\mu$ L  
Reaktionszeit : 5 Sekunden  
Messbereich : 0,3~22 mmol/L)  
Hämatokritbereich : 10-65 %  
Präzision :  $\leq 3$ mmol/L, SD<0.3mM ; >3mmol/L, CV<7.5%  
Verpackung : Fläschchenverpackung / Einzelfolienverpackung