

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior OP 1010 , IP 68, la balance multifonctionnelle pour peser rapidement les couches, les liquides, les substances corporelles, les organes.

- Capacité 3/6 ou 6 /15kg
- Graduation 1gr < 3 kg > 2 , de 2 gr < 6 > 5 gr
- Dimensions plateau 220 x 150 mm, produit 237(L) x 192(P) x 117 mm(H)
- Réponse rapide, très précise
- Économique, autonomie de la batterie de 220 heures
- Étalonné en classe III
- Arrêt automatique
- Source : Piles ou adaptateur

Pour information : info@prior-medical.com