

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Modèle Prior 2000 BW 1430**, Pese persone mobile, vérifiable (classe III), pour peser les patients incertains

- Capacité maximum 300 kg
- Graduation 100 grammes
- Dimensions plateau 600 (l) x 600 (la) mm
- Poids: 19 kg
- Fonctions: hold et tarer
- Adaptateur secteur et 6 piles 1,5 V inclus
- Transportable vers deux roulettes à un côté
- Indicateur de niveau et 4 pieds réglables
- Option ; toise mécanique. Plage de mesure : 110-200 cm
- Classe d'étalonnage III, **MDD 93/42/CEE amendement 2007/47/CE**

Pour des renseignements vous vous adressez à : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)

La Belgique : téléphone 0475-754257 ou email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)

