

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Model Prior 5000 , Pèse Plateau mobile pour fauteuils roulants et brancards

- Capacité max. **300 kg**,
- Graduation **100 gram**
- **Dimensions plateau** 1200 (l) x 800 (b) mm
- Clavier de commande avec port
- Support pliable
- Alimentation : chargeur ou 6 piles
- Fonctionnalités : zero, tare, auto blocage, l'IMC
- Transportable vers deux roulettes à un côté
- Classe d'étalonnage **III**

Pour des renseignements vous vous adressez à : info@prior-medical.com

La Belgique : téléphone 0475-754257 ou email : infobe@prior-medical.com