

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior PW 1536 Chariot synthétique pour pèse-bébé. Plan de travail avec bord surélevé. Les tiroirs peuvent être retirés à 110% par des guides télescopiques. Roues silencieuses.

- Capacité de charge maximale: 55 kg
- 2 de 4 roues freinées Ø 100 mm
- Poignée de poussée sur 2 côtés
- Cadre synthétique
- Couleur pour les tiroirs: bleu, autre couleurs à la demande
- Tiroirs: 2, charge de tiroir 15 kg max
- Dimensions: Externe 970 x 430 x 840 MM (l x b x h)
Plan de travail 660 x 410 MM
Tiroir 560 x 360 x 120 MM

Pour des renseignements vous vous adressez à : info@prior-medical.com

La Belgique : téléphone 0475-754257 ou email : info@prior-medical.com