

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



2300 W A 1 / 2 BP compleet

Monitor die 4 tot 6 functies combineert in 1 data pakket.
Bloeddruk, Saturatie, Temperatuur en Glucose. Gewicht en lengte kunnen worden toegevoegd. Inclusief diverse vraagprotocollen.
Beschikbaar met een verplaatsbare standaard.
Bluetooth (A1) of Wifi (A2) data overdracht.
Ingebouwde smart card lezer.
Ingebouwde USB voor configureren apparaten.
Ingebouwde SD card voor tijdelijke data opslag
7 " / 17,86 cm LCD touchscreen
Gewicht : 2,5 kg inclusief batterijen en accessoires
Afmetingen : 309 (h) x 190 (b) x 190 (d)

Voor informatie : NL : 085- 0250086 of stuur uw vraag per email
aan: info@prior-medical.com

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email :
infobe@prior-medical.com





Bloeddruk



Bereik	: 0 mmHg tot 300 mmHg
Meetmethode	: slimme in-en deflatie
Bereik specifiek	: 25 tot 275 mmHG (kinder /volwassenen) , 15 tot 125 mmHg (Neonato)
Resolutie	: 1 mmHg
Statische druk precisie	: ± 3 mmHg over vol bereik
Automatische instelling:	Cycli 5 /10/15/30min, 1/1,5/2 U
Hartslag bereik	: 30-240 slagen /min.
Hartslag accuraatheid	: ± 2 % of 1 slag/min als HR < 70/min

Saturatie



Bereik	: 1 % tot 100 %
Meetmethode	: duale golflengte LED
Nauwkeurigheid	: 70 tot 100% kind /volwassenen ± 2 % , Neonato ± 3 %
Resolutie	: 1 %
Hartslag (HS)bereik	: 30-250 slagen /min.
HS nauwkeurigheid	: ± 1 % of 1 slag/min als HR<100/min
Geluid	: toon bij iedere puls

Glucose



Bereik	: 10 – 600 mg / dL
HCT compensatie	: 0- 70 %
Monster grootte	: 1.1 μ L
Reactie tijd	: 5 sec
Enzyme	: GDH-FAD
Voeding	: 2 x AAA batterij

Temperatuur



Bereik	: 32° C – 43° C
Meetmethode	: oor
Nauwkeurigheid	: ± 0.2 °C
Voeding	: 2 x AAA batterij