

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



## 8255 B Vinger - SpO2 Hartslagmeter

SpO2 Bereik : 0 % tot 100 %  
SpO2 Meetmethode : duale golflengte LED  
SpO2 Nauwkeurigheid : 80 tot 100% , $\pm 2$  %  
SpO2 Resolutie : 1 %

Hartslag (HS)bereik : 30-250 slagen /min.  
HS nauwkeurigheid :  $\pm 1$  % of 1 slag / als HR <100/min  
Perfusie index : 5 streep indicatie  
Vingeroppervlak : silicoon rubber  
Voeding : 2 x AAA  
Gewicht : 40 gram  
Afmetingen : 63 x 35 x 36 mm (Lx B x H)

Indien u vragen heeft over deze SpO2-Hartslagmeter , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085-0250086 of stuur uw vraag per email aan: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)  
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)