

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior Model FMS 4400, Een digitale hangweegschaal met snelle en duidelijke gewichtsaflezing. Inclusief batterijen. Voor controleren inhoud infuuszakken.

- Weegvermogen maximaal **10 kg**
- Gewichtsindeling per **10 gram**
- Functietoetsen voor; aan/uit, tarra
- Standaard GEEN auto off, (op verzoek 5 minuten)
- Duidelijke en heldere LCD display voor het aflezen van het gewicht (25 mm hoog)
- Inclusief batterijen voor een optimaal en mobiel gebruik
- Afmetingen : 79x150x193 MM
- **Geijkt, klasse III**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior FMS 4400 , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com