

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior C 5010 , de multifunctionele balans voor het snel wegen van luiers . Door lage uitvoering ideaal voor IC situaties.

- Weegvermogen 5kg
- Indeling 1 gr
- Plateau 220 x 150 mm, produkt 239(W) x 227(D) x 66(H) mm
- Snelle responstijd
- Hoge nauwkeurigheid
- **Klasse III geijkt** geleverd
- Auto off instelbaar
- Met batterijen, 400 uur continu wegen of adapter

Indien u vragen heeft over deze **balans Prior C 5010**, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 025 0086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com