

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Prior C 1010**, de multifunctionele balans voor het snel wegen van luiers, vloeistoffen, lichaamstoffen, organen .

- Weegvermogen 3/6 kg
- Indeling 1/2 gr
- IP 68, met vocht afvoer
- Plateau 220 x 150 mm, produkt 237(B) x 192(D) x 117 mmb(H)
- Snelle responstijd
- Hoge nauwkeurigheid
- **Klasse III geijkt** te leveren
- Auto off instelbaar
- Met oplaadbare accu , 220 uur continu wegen **of** adapter

Indien u vragen heeft over deze **balans C 1010**, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer

085 025 0086 of stuur uw vraag per email aan: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)