

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior Model PMS 3501 W, Babyweegschaal voor het snel, makkelijk en veilig wegen van baby's en zuigelingen. Ideaal voor inbouw en wagentjes.

- Weegvermogen maximaal **20 kg**
- Gewichtsindeling per **10 gram**
- Functietoetsen voor; aan/uit, tarra en hold (vastzetten van het gewicht van de baby/zuigeling)
- Duidelijke en heldere LCD display voor het aflezen van het gewicht (25 mm hoog)
- Automatische uitschakeling als de weegschaal voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Inclusief een adapter voor een directe aansluiting op het lichtnet of batterijen voor een optimaal en mobiel gebruik
- Afmetingen 560 x 290 x 120 mm en voorzien van een waterpas en stelvoeten
- Optie: digitale lengtemeter 35-80cm
- Data transfer via WIFI
- **Geijkt, klasse III**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior PMS 3501 W , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085-0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com

