

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Model PMS 3830 , IJkwadige (klasse III) verplaatsbare rolstoelplateau voor het wegen van rolstoelpatiënten

- Weegvermogen 300 kg
- Gewichtsindeling per 100 gram
- Digitale oprijdweegschaal met loadcell weging
- Afmetingen plateau 900 (l) x 754 (b) mm
- Gewicht : 34,5 kg
- Functies : BMI, hold en tarra
- Voeding : Adapter of batterij
- Verplaatsbaar middels 2 wieltjes aan de zijkant van het weegplateau
- Standaard voorzien van weegindicator met RS232 poort voor printer en computer
- Geijkt , klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC

Indien u vragen heeft over deze weegschaal PMS 3830, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan : info@prior-medical.com

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com