

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior Model PMS 4400, Een digitale handweegschaal met snelle en duidelijke gewichtsaflazing. Inclusief batterijen.

- Weegvermogen maximaal **10 kg**
- Gewichtsindeling per **10 gram**
- Functietoetsen voor; aan/uit, tarra en hold (vastzetten van het gewicht van de baby/zuigeling)
- Duidelijke en heldere LCD display voor het aflezen van het gewicht (25 mm hoog)
- Inclusief batterijen voor een optimaal en mobiel gebruik
- Afmetingen : 79x150x193 MM
- **Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior PMS 4400 , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com