

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Prior Model PMS 5410**, Verplaatsbare Stoelweegschaal voor het wegen van patiënten

- Weegvermogen **300 kg**
- Gewichtsindeling per **100 gram**
- **Functies : BMI, tarra, hold**
- Vol elektronische weegschaal met loadcell weging
- Weegstoel standaard voorzien van opklapbare armleuningen en voetensteun
- Verplaatsbaar middels 4 zwenkwielen, geremd
- Voeding : batterij of adapter
- **Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior PMS 5410, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)