

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : info@prior-medical.com



# Prior Medical Systems



**Prior Model PMS 5461**, Verplaatsbare Stoelweegschaal voor het wegen van patiënten

- Weegvermogen 250 kg
- Gewichtsindeling per 100 gram
- **Functies : BMI, tarra, hold**
- Zithoogte : 53,5 cm
- Afmetingen : 987 (h) x 1020 (D) x 590 (B) mm
- Vol elektronische weegschaal met loadcell weging
- Weegstoel standaard voorzien van opklapbare armleuningen en voetensteun
- Verplaatsbaar middels 4 zwenkwielen, 2 geremd
- Voeding : batterij 6 AAA of adapter
- **Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior PMS 5461, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan : info@prior-medical.com  
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com