

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior Model PMS 5901 W , Multifunctionele babyweegschaal voor het snel, makkelijk en veilig wegen van baby's en zuigelingen. Zeer nauwkeurig.

- Weegvermogen maximaal **15 kg**
- Gewichtsindeling per 2 **gram** (0 ~ 6 kg) en 5 **gram** (6 ~ 15 kg)
- Functietoetsen voor; aan/uit, tarra en hold (vastzetten van het gewicht van de baby/zuigeling)
- Duidelijke en heldere LCD display voor het aflezen van het gewicht (25 mm hoog)
- Automatische uitschakeling als de weegschaal voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Inclusief een adapter voor een directe aansluiting op het lichtnet of batterijen voor een optimaal en mobiel gebruik
- Afmetingen 660 x 340 x 125 mm en voorzien van een waterpas en stelvoeten
- Optie: digitale lengtemeter 35-80cm
- Data transfer via WIFI
- **Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior PMS 5901 W , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com .

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com