

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



## PMS 6110

Multifunctionele elektronische personen weegschaal.

- Maximum capaciteit 200 kg
- Indeling per 200 gram
- Functies; aan/uit, hold
- Duidelijk display (25 mm)
- Automatisch aan (tap on)
- Automatisch uit
- Inclusief 6 batterijen en oplader
- Gewicht 2,7 kg
- Afmetingen 350 x 345 mm, inclusief 4 verstelbare voetjes en waterpasindicatie
- **Klasse III geijkt, MDD 93/42/EC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal PMS 6110, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com).

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : [infobe@prior-medical.com](mailto:infobe@prior-medical.com)