

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



PTD 1090, voor de controle van de TD 1261, TD 1241 B en TD 1242 N en TD1107 thermometer. Automatisch kalibreren / justeren van de TD 1107. In een aluminium koffer.

Geschikt voor controle van : TD 1107, TD 1261, TD1241 /42
Automatische kalibratie, justificatie van : TD 1107

Voeding : 100-240 V (50.60 Hz/ 3 A)
Omgevingscriteria : 16-32 °C. \leq 85% RLV
Geheugen : 1000
Temperatuur controle bereik : 37.0 – 41.0 °C
Justeerbaar bereik : \pm 0,5 °C
Opwarmtijd : 30 minuten
Data overdracht : USB HID kabel

Afmetingen : 300 x 350 x 160 mm
Gewicht : 4,3 kg

Indien u vragen heeft over Model PTD 1090 , verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com