

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Prior Model P BW 0365** , Multifunctionele babyweegschaal voor het snel, makkelijk en veilig wegen van baby's en zuigelingen. Zeer nauwkeurig.

- Weegvermogen maximaal **15 kg**
- Gewichtsindeling per 2 **gram** (0 ~ 6 kg) en 5 **gram** (6 ~15 kg)
- Functietoetsen voor; aan/uit, tarra en hold (vastzetten van het gewicht van de baby/zuigeling), laatste gewicht op te roepen
- Duidelijke en heldere LCD display voor het aflezen van het gewicht (20 mm hoog)
- Backlight
- Automatische uitschakeling als de weegschaal voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Inclusief een adapter voor een directe aansluiting op het lichtnet of batterijen voor een optimaal en mobiel gebruik
- Afmetingen 600 x 300 x 160 mm en voorzien van een waterpas en stelvoeten
- Opties : mechanische lengtemeter 35-85cm, RS 232 aansluiting
- **Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model Prior P BW 0365 , verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)