


Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



**Prior Model P BW 0520**, Multifunctionele Elektronische Personen weegschaal voor het wegen van patiënten, makkelijk verplaatsbaar, licht gewicht.

- Weegvermogen **200 kg**
- Gewichtsindeling per **100 gram**
- Afmetingen plateau : 340x 330 x 66 mm
- Plateau voorzien van antislip materiaal
- Grote LCD gewichtsaanwijzing
- Display kan losgekoppeld worden
- Functies voor automatisch aan en uit en nulstelling
- Adapter voor een directe netaansluiting is inclusief
- Automatische uitschakelfunctie bij geen gebruik
- Weegt slechts 4,1 kg
- Voorzien van een waterpas en stelvoeten
- Weegschaal wordt klasse III **geijkt** geleverd
- Ook leverbaar in moeder / kind versie
- Voldoet aan de medische norm **MDD 93/42/EC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Model P BW 520, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com).

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : [infobe@prior-medical.com](mailto:infobe@prior-medical.com)