

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Model Prior 2000 BW 1430, IJkwadige (klasse III) verplaatsbare plateauweegschaal voor het wegen van onzekere patiënten

- Weegvermogen 300 kg
- Gewichtsindeling per 100 gram
- Digitale plateauweegschaal met loadcell weging
- Afmetingen plateau 600 (l) x 600 (b) mm
- Gewicht : 26 kg
- Functies : hold en tarra
- Voeding : Adapter of batterij
- Verplaatsbaar middels 2 wieltjes aan de zijkant van het weegplateau
- Met handrail en mechanische lengtemeter 110-200 cm / 0.1 cm
- **Geijkt , klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Prior BW 1230 , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan : info@prior-medical.com

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com