

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Model Prior 4500 , IJkwaardige (klasse III) verplaatsbare rolstoelplateau voor het wegen van minder mobiele patiënten, opklapbare steun .

- Weegvermogen 300 kg
- Gewichtsindeling per 100 gram
- Digitale oprijdweegschaal met loadcell weging
- Afmetingen plateau 760 (l) x 800 (b) mm
- Gewicht : 42 kg
- Functies : BMI, hold en tarra
- Voeding : Adapter of batterij
- Verplaatsbaar middels 2 wieltjes aan de zijkant van het weegplateau
- Opklapbare steun voorzien van weegindicator
- Geijkt , klasse III, MDD 93/42/EC amendement 2007/47/EC

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Prior 4500 , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan : info@prior-medical.com

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com