

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior Model BW 2200 ultra, Multifunctionele elektronische personen weegschaal met automatische BMI functie **en ultrasonische hoogtemeter** .

- Maximum capaciteit 250 kg
- Indeling per 50 gram < 150 kg > 100 gram
- Functies; aan/uit, tarra, hold en automatische BMI berekening
- Meetlat 60– 210 cm, indeling 5 mm
- Twee ultrasonische sensors, automatische kalibratie
- Duidelijk display (24 mm)
- Automatisch aan/ uit
- 2 Wielen voor eenvoudig verplaatsen
- Inclusief adapter
- Platform afmetingen 320 x 370 mm
- inclusief 4 verstelbare voetjes en waterpas indicatie
- **Klasse III geijkt, MDD 93/42/EC amendement 2007/47/EC**
- **Opties : printer, stem aansturing**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Prior BW 2200 ultra , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan:: info@prior-medical.com.

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com