

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior BW 6190 klasse III rolstoel-/bedweegschaal voor het wegen van liggende patiënten.

- Weegvermogen maximaal **360 kg**
- Gewichtsindeling per **100 gram**
- Op-en afrit
- Weeggedeelte afmetingen 1000 (b) x 1900 (l) mm
- Afmetingen totaal op- en afrit : 1270 (B) x 2380 (l) x 112 (h) mm
- Eigen gewicht ca. 111,2 kg
- **Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC**

Indien u vragen heeft over deze weegschaal Prior BW 6190, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: : info@prior-medical.com`
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com