

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior PW 1536, universele kunststof wagen voor babyweegschalen (max 60 cm breed). Werkblad met opstaande rand. Laden kunnen door telescopische geleiders 110 % worden uitgetrokken.

- Maximaal draagvermogen : 55 kg
- 4 Ø 100 mm, waarvan 2 geremd
- Duwhendel aan 2 zijdes
- Kunststof frame
- Kleur lades : blauw, andere kleuren op aanvraag
- Lades : 2, lade belasting 15 kg max

- Afmetingen : Extern 970 x 430 x 840 MM (l x b x h)
 Blad 660 x 410 MM
 La 560 x 360 x 120 MM

Indien u vragen heeft over deze wagen Prior PW 1536, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com