

Prior Medical Systems B.V.

Ondernemingsweg 66M
2404 HN Alphen aan den Rijn

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior PW 1773, wagen voor babyweegschalen. Werkblad met opstaande rand. Laden kunnen door telescopische geleiders 110 % worden uitgetrokken. Geruisloze wielen.

- Maximaal draagvermogen : 75 kg
- 4 geremde wielen Ø 100 mm
- Duwhendel aan 1 zijde
- Roestvrijstaal frame
- Kleuropties lades : groen, blauw of rood
- Lades : 3, lade belasting 25 kg max
- Afmetingen :

| | |
|----------|---------------------|
| Extern | 730 x 420 x 1030 MM |
| Blad | 680 x 420 MM |
| La klein | 560 x 360 x 120 MM |
| La groot | 560 x 360 x 240 MM |

Indien u vragen heeft over deze wagen Prior PW 1773, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com