

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Prior PW 1792, wagen voor babyweegschalen. Werkblad met opstaande rand. Laden kunnen door telescopische geleiders 110 % worden uitgetrokken. Geruisloze wielen.

- Maximaal draagvermogen : 75 kg
- 4 geremde wielen Ø 100 mm
- Duwhendel aan 1 zijde
- Roestvrijstaal frame
- Kleuropties lades : groen, blauw, rood of geel
- Lades : 2, lade belasting 25 kg max
- Afmetingen :

Extern	730 x 420 x 1030 MM
Blad	680 x 420 MM
La	560 x 360 x 120 MM

Indien u vragen heeft over deze wagen Prior PW 1792, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com