

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Oorthermometer TD 1107, snelle reactiesnelheid (2 seconden), compact

Bereik	: 32° C – 43° C
Meetmethode	: oor
Nauwkeurigheid	: ± 0.2 °C
LCD back light	: kleurt groen bij normale waarden
Dop signalisering	: auto on indien dop aanwezig
Communicatie	: bluetooth
Voeding	: 2 x AA batterijen

Indien u vragen heeft over deze thermometer, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085-0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com